



# PV



Unità di aspirazione mobile adatta all'impiego nel laboratorio odontotecnico per l'aspirazione delle polveri di lavorazione e dei residui abrasivi. Collegabile a sabbiatrici, lucidatrici, fresatrici, micromotori, ed utilizzabile con i banchi da laboratorio.

- ⊗ Elettronica EMC e presa elettroutensile con sistema di avviamento e spegnimento automatico
- ⊗ Regolazione della potenza aspirante

Mobile extraction unit suitable for use in the dental laboratory for the suction of dust, abrasives and residues. Connectable to sand-blasters, polishers, milling machines, micromotors and for use in the laboratory bench.

- ⊗ EMC control and power-tool socket with automatic start and stop system
- ⊗ Adjustable power regulation

Modello Model	Motore Motor	Depressione Depression	Rumorosità Noise level	Dimensioni Dimension	Peso Weight
PV 500	900 W	1900 mm/H <sub>2</sub> O	70 dBa max	22 x 25, h 27 cm	5 kg
PV 502	900 W	1900 mm/H <sub>2</sub> O	70 dBa max	22 x 25, h 27 cm	5 kg

Your complete range of dust collectors